

Widacherweg 7
Postfach 132
CH-8630 Rüti / ZH

Telefon 055 266 25 25
Tel. GSM 079 646 56 39
Telefax 055 266 25 26

E-Mail info@qelbrunner.ch
http:// www.qelbrunner.ch
http:// www.qelbrunner.com



Produkte Instrumenten Desinfektion und -Reinigung **ACO®-LIN**

ACO®-LIN Spezialdesinfektionsmitte

- Hochaktives Spezialdesinfektionsmittel mit sehr kurzer Einwirkungszeit und breitem Wirkungsspektrum für thermolabiles Instrumentarium und Geräte (Endoskope) und Anästhesiezubehör auf Basis Dialdehyde, QAV und Korrosionsinhibitor.
- **Anwendungsbereiche:**
Thermolabiles Instrumentarium
- **Häufigkeit der Anwendung:**
Nach Gebrauch
- **Anwendungsmethode:**
Einlegen in Tauchwanne
- **Konzentration und Einwirkungszeit:**
1,5 %/15 Minuten oder 0,5 %/45 Minuten
- **Wirkungsspektrum:**
b, tb, f, v(HBV/HIV), s



BAG T Nr. 54049 DS.

Bitte fordern Sie Muster an

Artikel Nr.	Beschreibung	Grösse	Verkaufseinheit
ACO-LIN 10 Liter	ACO®-LIN Spezialdesinfektionsmitte	10 Liter	Gebinde à 10 Liter

Zu Ihrer Auswahl beraten wir Sie gerne

Wir verweisen auf die technischen Datenblätter des Herstellers
Technische Trenddaten senden wir Ihnen gerne zu
Erstelldatum 11/03

QEL BRUNNER S.A.

Fournitures et équipements pour salles blanches
Recherche de produits

Téléphone 021 862 34 02

Qualité

Tél. GSM 079 659 25 00

Expérience

Téléfax 021 862 34 01

Performance

Bureau de vente Suisse romande

Case postale 36, 1303 Penthaz

e-mail henzi@qelbrunner.ch